

Übersichtstabelle der in der Schweiz erhältlichen Blutzucker-Messgeräte

Stand 08/2025 Seite 1 (von 3)				
   				
Blutzucker-Messgerät	FreeStyle Precision Neo	Contour@next	Healthpro-X1	easypharm GL Set
Hersteller / Vertrieb	Abbott AG Diabetes Care	Ascensia Diabetes Care Switzerland AG	Axapharm AG Diabetes Care	Beurer GmbH (Vertrieb: Mediq Suisse AG)
Messdauer des Geräts (ohne Vorbereitung)	5 Sek.	5 Sek.	5 Sek.	Ca. 5 Sek.
Blutmenge (in µl)	0,6 µl	0,6 µl	0,5 µl	0,6 µl
Alternative Teststellen	Nein	Ja	Nein	Nein
Messbereich (mmol/l)	1,1–27,8	0,6–33,3	0,6–33,3	1,1–35
Referenzierung	Plasma	Plasma	Plasma	Plasma
Abmessung (in mm)	59 × 86 × 8	78,5 × 56 × 18	88,4 × 50,3 × 18,5	88 × 51 × 15
Gewicht (in g)	35 g	53 g	46 g Inkl. Batterien	41 g Inkl. Batterien
Messtemperaturbereich (in °C)	15–40 °C	5–45 °C	10–40 °C	10–40 °C
Luftfeuchtigkeit	10–90 %	10–93 %	10–90 %	unter 90 %
Speicherkapazität	1000	800	365 mit Datum und Zeit	480
Stromversorgung	2 × 3 V-Lithiumzelle (DL oder CR2032)	2 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032 oder DL2032, 225 mAh Kapazität)	2 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032)	1 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032)
Teststreifen	FreeStyle Precision (einzeln verpackt)	Contour® NEXT Sensoren	Healthpro-Teststreifen Dose mit 50 Streifen (2 × 25) Dose mit 100 Streifen (2 × 50)	easypharm GL Teststreifen
Blutaufnahme (vorher Gerät einschalten?)	wird automatisch eingezogen (nein)	Sip in (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)	(nein)
Kalibration / Codierung	automatisch	Autokalibration / No Coding	Autokalibration	Plasma Kalibrierung
Hypo-/Hyperglykämie-Hinweis?	Nein	Ja (Hypo-/ Hyperglykämie- Hinweis)	Nein	Nein
Geeignete Software	Auto-Assist Neo	GlucoContro.online, Contour Diabetes App, Diasend, Diabass	Diabass 6 Patientenversion, Diabass Pro, med-import, Glucodiary	PC-Schnittstelle mit USB / Diabass 5.0, GlucoMemory
Anschluss an Smartphone / App	Nein	Ja - Contour® Diabetes App	Nein	Nein
Bolusrechner im Gerät	Nein	Nein	Nein	Nein
Sonstiges	Flach und leicht – mit kontraststarkem Display. Passt in jede Tasche und ist ideal für unterwegs. Das klare Display sorgt für eine gute Lesbarkeit. Leuchtende Trendindikatoren signalisieren, wenn die Messergebnisse besondere Aufmerksamkeit benötigen. FreeStyle Precision Neo misst zusätzlich Blutketone in nur 10 Sekunden.	Hochpräzises Messgerät, einfache Bedienung. Visueller 60 Sekunden Countdown für das Second-Chance® sampling (Möglichkeit mehr Blut auf demselben Sensor aufsaugen zu lassen, falls der erste Blutstropfen nicht gross genug war). Dank smartLight(R) leuchtet die Sensoröffnung in 3 Farben auf und gibt direktes Feedback, ob der Blutzucker über (gelb), unter (rot) oder im Zielbereich ist (grün). Der Zielbereich kann direkt auf dem Gerät angepasst werden. Kann über die CONTOUR® Diabetes App mit dem Smartphone verbunden werden. Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 15197:2015.	Beleuchtetes Display mit grossen Zahlen: geeignet auch für ältere Menschen; Teststreifen-Auswurf-Schieber für hygienisches Messen, auch in der Arztpraxis oder in der Apotheke. Markierungsmöglichkeit der Messwerte vor oder nach dem Essen, 5 Erinnerungszeiten, 3 flexibel einstellbare Durchschnittswerte. Messgenauigkeit: erfüllt ISO-Norm 15197:2015.	Breite, grosse Teststreifen für eine einfache Bedienung. Extra grosses Display. Messung in kapillärem und venösem Blut. Blutmengenkontrolle, Messwertmarkierung, Durchschnittsberechnung, Empfehlung zur Ketonmessung im Display.

Übersichtstabelle der in der Schweiz erhältlichen Blutzucker-Messgeräte

Stand 08/2025 Seite 2 (von 3)				
Blutzucker-Messgerät	OneTouch Verio Flex®	mylife™ Pura®	mylife™ Unio™	mylife™ Unio™ Neva
Hersteller / Vertrieb	LifeScan	Bionime Corporation (Vertrieb: Ypsomed AG)	Bionime Corporation (Vertrieb: Ypsomed AG)	Bionime Corporation (Vertrieb: Ypsomed AG)
Messdauer des Geräts (ohne Vorbereitung)	5 Sek.	5 Sek.	5 Sek.	5 Sek.
Blutmenge (in µl)	0,4 µl	0,75 µl	0,7 µl	0,7 µl
Alternative Teststellen	Nein	Ja, Handballen oder Unterarm	Ja, Handballen oder Unterarm	Ja, Handballen oder Unterarm
Messbereich (mmol/l)	1,1–33,3	0,6–33,3	0,6–33,3	0,6–33,3
Referenzierung	Plasma	Plasma	Plasma	Plasma
Abmessung (in mm)	86 × 52 × 16	90,6 × 46 × 16,5	71,3 × 39,1 × 14,1	71,3 × 39,1 × 14,1
Gewicht (in g)	48 g Inkl. Batterien	53 g Inkl. Batterien	50 g Inkl. Batterien	50 g Inkl. Batterien
Messtemperaturbereich (in °C)	6–44 °C	10–40 °C	6–44 °C	6–44 °C
Luftfeuchtigkeit	10–90 %	10–90 %	< 90 %	< 90 %
Speicherkapazität	500	500	1000	1000
Stromversorgung	1 × 3 V-Lithiumzellen (CR2032)	2 × 3 V-Lithiumzellen (CR2032)	2 × 3 V-Lithiumzellen (CR2032)	2 × 3 V-Lithiumzellen (CR2032)
Teststreifen	OneTouch Verio® Teststreifen (Dosen à 2 × 50 = 100 Streifen)	mylife™ Pura® Teststreifen (Dose à 50 oder 100 = 2 × 50 Streifen)	mylife™ Unio™ Teststreifen (Dose à 50 oder 100 = 2 × 50 Streifen)	mylife™ Unio™ Teststreifen (Dose à 50 oder 100 = 2 × 50 Streifen)
Blutaufnahme (vorher Gerät einschalten?)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)
Kalibration / Codierung	Autokalibration	automatisch durch Einsetzen des Teststreifens	automatisch durch Einsetzen des Teststreifens	automatisch durch Einsetzen des Teststreifens
Hypo-/Hyperglykämie-Hinweis?	Ja (mit ColourSure® Tech- nology)	Nein	Nein	Ja (Hypo-/Hyperglykämie- Hinweis)
Geeignete Software	OneTouch Reveal®, Diabass	mylife™ Software, Diabass®, SiDiary, diasend®	mylife™ Software, Diabass®, SiDiary, diasend®	mylife™ Software
Anschluss an Smartphone / App	Ja - OneTouch Reveal® App via Bluetooth	Nein	Nein	Ja, mylife™ App
Bolusrechner im Gerät	Nein	Nein	Nein	Ja, in der mylife™ App verfügbar
Sonstiges	Ein Messsystem, das einfach und schnell zu bedienen ist. 3-farbige Bereichsanzeige, kleines, schlankes Design mit grossem Bildschirm, gut ablesbare Werte. Erfüllt die Anforderungen der ISO-Norm 15197:2015.	Voreingestelltes Blutzuckermesssystem für schnelle Initialisierung und einfache Einweisung. Grundfunktionen für einfache und intuitive Bedienung. Grosses, beleuchtetes und gut lesbares Display. Seitlich einführbarer Teststreifen zur hygienischen Entfernung des Teststreifens ohne Blutkontakt. Stabile Teststreifen mit gutem Griff für eine einfache Handhabung. Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 15197:2015.	Stabile Teststreifen mit gutem Griff und hygienische Entfernung ohne Blutkontakt. Optional erhältlich: mylife™ SmartCase™ zum Stechen, Messen und Entsorgen direkt im Hartschalenentui. Display in verschiedenen Sprachen. 4 Ereignismarker pro Messung möglich. Lanzettengerät mylife™ Auto- Lance™ mit automatischer Lade- und Auslösefunktion. Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 15197:2015.	Automatische Datenübertra- gung für ein schnelles und einfaches Therapiemanage- ment. Vernetzung mit mylife™ App für praktische Bolusberechnung. 4 tägliche Alarmer wählbar, Auswahl aus 5 Ere- ignismarkern pro Messung möglich und nachträglich editierbar. Stabile Teststreifen mit gutem Griff und hygienische Entfernung ohne Blutkontakt. Optional erhältlich: mylife™ SmartCase™ zum Stechen, Messen und Entsorgen direkt im Hartschalenentui.

Übersichtstabelle der in der Schweiz erhältlichen Blutzucker-Messgeräte

Stand 08/2025 Seite 3 (von 3)				
Blutzucker-Messgerät	Accu-Chek® Guide	Accu-Chek® Instant	Accu-Chek® Mobile	MyStar Extra®
Hersteller / Vertrieb	Roche Diabetes Care (Schweiz) AG	Roche Diabetes Care (Schweiz) AG	Roche Diabetes Care (Schweiz) AG	Sanofi
Messdauer des Geräts (ohne Vorbereitung)	4 Sek.	4 Sek.	5 Sek.	5 Sek.
Blutmenge (in µl)	0,6 µl	0,6 µl	0,3 µl	0,5 µl
Alternative Teststellen	Ja	Ja	Ja	Nein
Messbereich (mmol/l)	0,6 – 33,3	0,6 – 33,3	0,6 – 33,3	1,1 – 33,3
Referenzierung	Plasma	Plasma	Plasma	Plasma
Abmessung (in mm)	80 × 47 × 20	77 × 49 × 15	121 × 63 × 20 inkl. Stechhilfe	90 × 51 × 17
Gewicht (in g)	40 g Inkl. Batterien	43 g Inkl. Batterien	129 g mit Stechhilfe, Batterien, Testkassette und Lanzettentrommel	51 g
Messtemperaturbereich (in °C)	4 – 45 °C	4 – 45 °C	10 – 40 °C	10 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 90 %	10 – 90 %	15 – 85 %	25 – 90 %
Speicherkapazität	720	720	2000	1865
Stromversorgung	2 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032)	2 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032)	2 × Alkaline-Batterien Typ AAA, 1,5 V	2 × 3 V-Lithiumzelle (CR2032)
Teststreifen	Accu-Chek Guide Teststreifen (Dose à 50 oder 100 = 2 × 50 Streifen)	Accu-Chek Instant Teststreifen (Dose à 50 oder 100 = 2 × 50 Streifen)	Accu-Chek Mobile Tests (Testkassette: 50 Tests auf einem Band)	BGStar®-Teststreifen
Blutaufnahme (vorher Gerät einschalten?)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)	wird automatisch eingezogen (nein)
Kalibration / Codierung	automatisch durch Einsetzen des Teststreifens	automatisch durch Einsetzen des Teststreifens	automatisch durch Einlegen der Testkassette	automatisch
Hypo-/Hyperglykämie-Hinweis?	Nein	Nein	Nein	Ja, Alarmanzeige in beiden Fällen
Geeignete Software	Diabass, mySugr App, Accu-Chek, SmartPix Software	Diabass, mySugr App, Accu-Chek, Smart-Pix Software	Diabass, mySugr App, Accu-Chek, SmartPix Software	Diabass
Anschluss an Smartphone / App	Ja – mySugr App	Ja – mySugr App	Ja – mySugr App via Wireless Adapter für Accu-Chek Mobile	Nein
Bolusrechner im Gerät	Ja – in der mySugr App verfügbar	Ja – in der mySugr App verfügbar	Ja – in der mySugr App verfügbar	Nein
Sonstiges	Smarte Dose: Kein Verschütten der Teststreifen. Grosse und saugstarke Auftragsfläche. Teststreifenbeleuchtung. Hygienischer Streifenauswurf. Mit einer nachgewiesenen herausragenden Systemgenauigkeit übertrifft es die strenger Anforderungen der aktuellen EN ISO 15197:2015, bei weitem (10/10 Genauigkeit).	Die Farbskala bietet eine klare Erkennung, ob das Ergebnis hoch, niedrig oder im Zielbereich liegt. - Grosses beleuchtetes Display - Praktischer Auswurfknopf - Geführter Einschub - Breite Blutauftragsfläche Erfüllt die strenger Mindestanforderungen an die Systemgenauigkeit der neuen EN ISO 15197:2015	Testen in 4 einfachen Schritten. 50 Tests auf einem laufenden Band. Kein Hantieren und keine Entsorgung von Teststreifen. Integrierte Stechhilfe Accu-Chek FastClix mit nur einem Klick. Kein direkter Kontakt mit den Lanzetten. Erfüllt die strenger Mindestanforderungen an die Systemgenauigkeit der EN ISO 15197:2015.	Neben Blutzuckerdaten zeigt dieses BZ-Messgerät auch einen Schätzwert sowie einen Trend des HbA1c an. Es zeigt auch die Durchschnittswerte des Nuchternblutzuckers über 3 Tage hinweg und den Nuchternblutzucker-Trend. Hohe Messgenauigkeit dank der Technologie der dynamischen Elektrochemie. Einfach in der Anwendung. Erfüllt die Anforderungen der ISO-Norm 15197:2015.