

Übersichtstabelle der in der Schweiz erhältlichen Insulinpumpen

Stand 02/2026 Seite 1 (von 2)	Zur Miete gemäss MiGeL Pos.Nr. 03.02.01.00.2 HVB Selbstanwendung pauschal / Tag CHF 10.11 Insulinpumpen (mit oder ohne kontinuierlicher Glukosemessung) ¹			
				
Produktname	Omnipod DASH® Insulin-Managementsystem	Omnipod 5®	Accu-Chek® Combo	Accu-Chek® Insight with DBLG1® from Diabeloop
Hersteller / Vertrieb	Insulet	Insulet	Roche	Roche
Masse in cm	3,9 × 5,2 × 1,5 (Pod) 6,3 × 13 × 1 (PDM)	3,9 × 5,2 × 1,45 (Pod)	5,6 × 8,25 × 2,1	5,2 × 8,4 × 1,9
Gewicht	POD: 26 g ohne Insulin PDM: 175 g	POD: 26 g ohne Insulin	110 g	122 g
Schlauch	nein, im Pod integrierte Softkanüle	nein, im Pod integrierte Softkanüle	ja	ja
Direkte sensorunterstützte Pumpentherapie	nein	ja, mit FreeStyle Libre 2 Plus, Dexcom G6, Dexcom G7, mit SmartAdjusT™ Technologie im Pod integriert	ja	ja, mit selbstlernendem DBLG1-Algorithmus und Dexcom G6 CGM
Insulinreservoir	befüllbar mit schnell wirksamem Insulin	befüllbar mit schnell wirksamem Insulin	befüllbare Leerampulle	vorgefüllte NovoRapid-Ampulle
max. Füllmenge in Einheiten (E)	200 E (mind. 85 E)	200 E (mind. 85 E)	315 E	160 E
Infusionsset Softkanüle:	Teflon	Silikon, Polypropylen (frei von Latex, PVC, DEHP)	Teflon, einzeln erhältlich	Teflon, einzeln erhältlich
Lage:	45° Winkel	45° Winkel	senkrecht (90°) // schräg (20–45°)	senkrecht (90°) // schräg (20–45°)
Kanülenlänge (mm)	6,5 mm	4-7 mm	6, 8, 10 // 13, 17 mm	6, 8, 10 // 13, 17 mm
Wechsel	alle 3 Tage	alle 3 Tage	alle 3 Tage	alle 3 Tage
Schlauchlänge (cm)	schlauchlos	schlauchlos	40, 70, 100 cm	40, 70, 100 cm
Infusionsset Stahlkanüle	–	–	Stahl, einzeln erhältlich	Stahl, einzeln erhältlich
Lage	–	–	senkrecht (90°)	senkrecht (90°)
Kanülenlänge (mm)	–	–	6, 8, 10 mm	6, 8, 10 mm
Wechsel	–	–	alle 2 Tage	alle 2 Tage
Schlauchlänge (cm)	schlauchlos	schlauchlos	40, 70, 100 cm	50, 80, 110 cm
Basalratenprofile	12 Profile, 24 Segmente in 30-Min.-Schritten	12 Profile, 24 Segmente	5 Profile	5 Profile
Max. Basalrate	30 I.E. pro Stunde	30 I.E. pro Stunde	50 E pro Stunde	25 E pro Stunde
Kleinste Basalratenschritte	0,05 I.E./Std. inkl. Null-Basalrate	0,05 I.E./Std. inkl. Null-Basalrate	0,01 E pro Stunde	0,01 E pro Stunde
Temporäre Basalrate	ja, in % oder I.E.	ja	ja	ja
Bolusoptionen	normal verzögert kombiniert	normal verzögert manuell oder automatisch genauer Zeitpunkt oder bestimmte Zeitspanne	standard multiwave verzögert quick	standard multiwave verzögert quick
Pumpenfernsteuerung	ja – über den Personal Diabetes Manager (PDM)	ja – über die Omnipod 5-App auf dem von Insulet bereitgestellten Steuergerät	ja – Accu-Chek Aviva Combo	ja – DBLG1-Gerät: All-in-one Gerät für alle drei Funktionen (Pumpe, CGM und Loop-Modus)
Bolusrechner	ja – im Personal Diabetes Manager	ja – im Steuergerät integriert	ja – im Datenmanager integriert	ja – im DBLG1-Gerät integriert
Blutzuckermessgerät koppelbar mit Insulinpumpe	nicht in die Pumpe integriert, aber manuelle Übertragung der BZ-Werte in den Personal Diabetes Manager von jedem externen Blutzuckermessgerät möglich	nicht in die Pumpe integriert, aber manuelle Übertragung der BZ-Werte in den SmartBolus-Rechner® von jedem externen Blutzuckermessgerät möglich	ja – im Datenmanager integriert	nein
Software	Glooko Diabass	Glooko	Diabass	Diabass YourLoops
App				
Kostenübernahme durch Krankenkasse	Verordnung durch Facharzt Diabetologie bei labilem Diabetes mellitus und/oder wenn die Einstellung mit Mehrfachinjektionen unbefriedigend ist (MiGeL-Position: 03.02.01.00.2)			

Übersichtstabelle der in der Schweiz erhältlichen Insulinpumpen

Stand 02/2026 Seite 2 (von 2)	Zur Miete gemäss MiGeL Pos.Nr. 03.02.01.00.2 HVB Selbstanwendung pauschal /Tag CHF 10.11 Insulinpumpen (mit oder ohne kontinuierlicher Glukosemessung)¹		
			
Produktname	mylife™ YpsoPump®	MiniMed™ 780G	t:slim X2 mit Control-IQ Technologie
Hersteller / Vertrieb	Ypsomed / mylife Diabetes Care (Schweiz)	Medtronic	Tandem Diabetes Care (vertrieben durch VitalAire)
Masse in cm	4,6 × 7,8 × 1,6	5,3 × 9,6 × 2,4	7,95 × 5,08 × 1,52
Gewicht	83 g (einschliesslich Batterie und gefüllter Patrone)	113 g (mit Batterie und Insulin)	112 g (mit 300E Insulin)
Schlauch	ja	ja	ja
Direkte sensorunterstützte Pumpentherapie	ja, mit mylife CamAPS FX Algorithmus mit Dexcom G6 und FreeStyle Libre 3 Plus sowie bald mit Dexcom G7 ⁴	SmartGuard™ Auto Funktion: Automatisierte Basalabgabe inklusive automatischer Korrekturboli	ja, mit Dexcom G6, G7 rtCGM
Insulinreservoir	vorgefüllte Ampullen (NovoRapid® PumpCart® und Fiasp® PumpCart®) sowie selbst befüllbare Leerampullen für alle schnellwirksamen Analog-Insuline mit Pumpenzulassung	befüllbar mit schnell wirksamem Insulin	befüllbar mit schnell wirksamem Insulin (NovoRapid oder Humalog)
max. Füllmenge in Einheiten (E)	160 E	180/300 E	300 E
Infusionsset Softkanüle: Lage:	Ja senkrecht (90°)	Ja senkrecht (90°) // schräg (variabel)	Ja senkrecht (90°) // schräg (variabel 30°)
Kanülenlänge (mm)	6, 9 mm	6, 9 // 13, 17 mm	6, 9 // 13, 17 mm
Wechsel	alle 3 Tage	alle 3 Tage / bis zu 7 Tage	alle 3 Tage
Schlauchlänge (cm)	45, 60, 80 cm	45, 60, 80, 110 cm	60, 80, 110 cm
Infusionsset Stahlkanüle: Lage:	Ja senkrecht (90°)	Ja senkrecht (90°)	Ja senkrecht (90°)
Kanülenlänge (mm)	5,5 / 8,5 mm	6, 8, 10 mm	6, 8 mm
Wechsel	alle 2 Tage	alle 2 Tage	alle 2 Tage
Schlauchlänge (cm)	45, 60, 80 cm	45, 60, 80 cm	60, 80 cm
Basalratenprofile	2 Profile	8 Profile ²	6 Profile (Basal und Bolus)
Max. Basalrate	40 E pro Stunde	35 E pro Stunde	15 E pro Stunde
Kleinste Basalratenschritte	0,01 E pro Stunde	0,025 E pro Stunde	0,1 E pro Stunde ³
Temporäre Basalrate	ja	ja	ja, wenn Control-IQ ausgeschaltet ist.
Bolusoptionen	normal verzögert kombiniert blind	normal automatischer Korrekturbolus	verlängerter Bolus & Quick Bolus
Pumpenfernsteuerung	ja - mit mylife CamAPS FX App für Nutzung mit autom. Insulinabgabe	nein	nein
Bolusrechner	ja – mylife CamAPS FX App	ja – in Pumpe integriert	ja – in Pumpe integriert
Blutzuckermessgerät koppelbar mit Insulinpumpe	ja – mylife CamAPS FX App mit CGM Dexcom G6 oder FreeStyle Libre 3 Plus	nein	ja
Software	Glooko und mylife Cloud	CareLink™	Tidepool, Glooko diasend
App	mylife CamAPS FX App inkl. Companion Fernüberwachung und PDF-Bericht aus der App heraus	MiniMed™ Mobile App CareLink™ Connect App für Vertrauenspersonen	
Kostenübernahme durch Krankenkasse	Verordnung durch Facharzt Diabetologie bei labilem Diabetes mellitus und/oder wenn die Einstellung mit Mehrfachinjektionen unbefriedigend ist (MiGeL-Position: 03.02.01.00.2)		

¹Weitere Informationen zu kontinuierlichen Glukosemessgeräten (CGM) inkl. Bedingungen zur Kostenübernahme finden Sie auf der [Übersichtstabelle Glukosesensoren-Systeme](#).

²Hinterlegung von maximal 8 Basalprofilen möglich. Basalabgabe in SmartGuard™ Funktion wird permanent angepasst an den Tagesgesamtbedarf an Insulin.

³0,001 bei programmierten Raten gleich oder grösser als 0,1 Einheiten/Stunde

⁴Die beschriebene Innovation befindet sich derzeit in der Entwicklung. Merkmale und Leistungen zukünftiger Technologien können variieren. Der Zugang zu zukünftigen Technologien ist von einer behördlichen Genehmigung abhängig.